

Návod k použití respirátoru FFP2

Bezpečnostní upozornění

- Respirátor by neměly nosit děti mladší 2 let a osoby, které mají potíže s dýcháním, jsou v bezvědomí nebo jsou neschopni bez pomoci respirátor odstranit.
- V případě, že je respirátor poškozen, okamžitě jej vyměňte - platí i v případě zvlhlého či mokrého respirátoru.
- Respirátor vhodte do uzavřené nádoby.
- Tento respirátor je pouze na jedno použití, max. 8h, opakovaně ho nepoužívejte.
- Respirátor se nesnažte mýt, dezinfikovat ani ohřívat pro zbavení virů či bakterií.
- Osoby, které jsou alergické na polypropylen nesmí respirátor užívat.
- Nesahejte na filtr respirátoru v průběhu nošení, pokud je potřeba respirátor upravit, upravte pouze za pomoci gumiček.
- V pracovním prostoru, kde je aplikován respirátor, musí být alespoň 19,5% kyslíku, jinak nelze použít v těchto prostorech.

Použití

- Před použitím si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
- Otevřete plastový obal a vyjměte respirátor.
- Respirátor přitlačte k obličeji svorkou nahoru a pružné pásky přetáhněte přes uši.
- Nasazený respirátor upravte tak, aby svorka byla uprostřed.
- Následně upravte přilnavost vytvarováním svorky tak, aby oblasti brady, úst a nosu byly zcela zakryty.

Upozornění

- Respirátor těsně doléhá k obličeji, pro plnou funkčnost je nezbytné mít tvář hladce oholenou.
- Po nasazení respirátoru se již rukama nedotýkejte filtrační části. Pokud respirátor potřebujete upravit, upravte za pomoci pružných pásek

Sundávání/výměna respirátoru

- Potřebujete-li odstranit respirátor, uchopte pouze za pružné pásky, nedotýkejte se části filtru.
- Následně sundejte a zlikvidujte masku.
- Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou, použijte dezinfekci.
- V případě výměny postupujte dle výše uvedeného bodu "Použití".
 - Nezapomeňte na pravidelnou výměnu respirátoru.
 - Maximální životnost respirátoru udávanou výrobcem ESZE je 8h. Životnost je závislá také na okolním prostředí a na způsobu jeho používání (např. při vysoké vlhkosti a prašnosti).

GASTRO PRODUCTION s.r.o.

web: www.gastro.cz

eshop: www.eshop-gastro.cz

email: podpora@gastro.cz

Návod k použití respirátoru FFP2

Možná rizika při nošení respirátoru

- Respirátor je špatným způsobem nasazen a nedoléhá, což má za následek omezení funkčnosti respirátoru a tím následně dochází k neefektivní či až nulové ochraně - ověřte po nasazení respirátoru prudkým výdechem, pokud vzduch neproudí kolem nosu, tváří či bradě, je nasazen správně. V opačném případě je nutné upravit dle potřeby svorku nebo pozici respirátoru.
- Úprava pozice uchopením filtrační části respirátoru v průběhu jeho používání. Takovouto úpravou může způsobit následný přenos zachycených škodlivých látek dále na jiné předměty.
- I přes to, že se jedná o $\geq 94\%$ filtraci některých škodlivých látek v ovzduší, je nutné dbát zvýšené pozornosti a zbytečně se nevystavovat vyšší koncentraci lidí, stýkat se s osobami vykazujícími příznaky či nemocnými.
- Nevystavovat respirátor zvýšené vlhkosti větší než 80%. V tomto případě je nutné respirátor vždy vyměnit z důvodu omezené až nulové účinnosti filtrů. Navlhlý či mokrý respirátor nesaňte, nelze již opakovaně nosit, vyhodte jej.